



2022年10月3日

各位

会社名 株式会社メニコン  
代表者名 代表執行役社長 田中 英成  
(コード番号：7780 東証プライム市場・名証プレミアム市場)  
問合せ先 執行役 経営統括本部長 渡邊 基成  
(TEL. 052-935-1646)

### 3ヵ月使い捨てハードコンタクトレンズ

#### 「クロスシー」、「クロスシーバイフォーカル」新発売


当社は、2022年10月3日より、3ヵ月使い捨てハードコンタクトレンズ「クロスシー」、遠近両用タイプの「クロスシーバイフォーカル」及び、クロスシー用ケア用品「クロスシーケア」を発売いたします。全国のMiru（メニコングループ販売店）他、メニコン製品取り扱い店で販売いたします。

本件に関する詳細につきましては、別紙ニュースリリースをご参照ください。

以上


2022年10月3日

## ハードレンズなのに3か月使い捨てで快適安心！ 「クロスシー」、「クロスシーバイフォーカル」新発売



株式会社メニコン（本社：名古屋市中区葵三丁目21-19、代表執行役社長：田中英成）は、2022年10月3日より、3か月使い捨てハードコンタクトレンズ「クロスシー」、「クロスシーバイフォーカル」及び、クロスシー用ケア用品「クロスシーケア」を新発売いたします。

「クロスシー」は3か月毎にレンズを交換する使い捨てタイプのハードコンタクトレンズです。精密な加工を必要とするハードコンタクトレンズの製法は、従来切削研磨製法が一般的でしたが、弊社は独自の製造技術を用いてモールド製法での大量生産を実現し、「クロスシー」が誕生しました。



これまで主流だった長期使用タイプのハードコンタクトレンズは明確な使用期限が設定されておらず、1枚のレンズを数年間使用し、傷・汚れが増えてきたタイミングで交換するユーザーが多い状況でした。“3か月使い捨て”という仕様を実現した「クロスシー」は、定期的に良い状態のレンズに交換ができ、より快適にご使用いただくことができますようになりました。

また、“使い捨て”という仕様になったことで、予備のレンズを手元に用意しやすくなり、より安心してご利用いただけます。

今回は、近視用の「クロスシー」に加えて、遠近両用タイプの「クロスシーバイフォーカル」も同時に発売いたします。メニコンの遠近両用コンタクトレンズシリーズ「Lactive」に使い捨てハードコンタクトレンズの「クロスシーバイフォーカル」が加わることで、より多くの方にご利用いただける商品ラインアップとなりました。

〒460-0006 名古屋市中区葵三丁目21番19号 株式会社メニコン 渉外広報部 TEL(052)935-1187


メニコンは、今後もお客様一人ひとりのライフスタイルやニーズに応じた商品やサービスの提供を通じて、新しい「みる」の提案をまいります。

## 1. 商品特長

### ① 3ヵ月使い捨てのハードコンタクトレンズ

当社調べによると、ハードコンタクトレンズユーザーの多くが「レンズ状態や見え方に我慢しながら理想の期間より長くレンズを使用している」という状況が分かりました。その状態を改善すべく、3ヵ月使い捨ての「クロスシー」が誕生しました。不調が出てすぐに変えられるため、ハードレンズをもっと便利に、もっと快適にご使用いただけます。

ハードレンズユーザーの約3人に2人が『長く使い過ぎている』と感じています。



Q 長期間使用中に気になる点はなんですか？

レンズの汚れ	75%
度数が合わない	60%
レンズのキズ	55%


※2021年メニコン調べ『コンタクトレンズに関するアンケート』 n=824

また、“使い捨て”という仕様になったことで、予備のレンズを手元に用意しやすくなり、より安心してご利用いただけます。

### ② 瞳に酸素がたくさん届く

メニコン史上最高の酸素透過係数（Dk値）171\*を誇り、長時間レンズを装用される方にもおすすめです。

酸素透過係数(Dk値)の比較




\*ISO18369-4/Dk値171：酸素透過係数  
(単位： $\times 10^{-11}$  (cm<sup>2</sup>/sec) · (mLO<sub>2</sub>/ (mL × mmHg)))

### ③さらなる装用感の向上（クロスシー）

従来品から改良を加え、やさしいつけ心地を実現しました。

## ● 周辺薄型デザイン


周辺部をメニコンZより  
約40%薄くして、まぶたへの  
接触を軽減しました。



## ● レンズの軽量化

周辺部が薄くなったことで  
レンズの重さがメニコンZより  
約10%軽くなり、瞳への負担  
が軽減。(メニコン調べ)


レンズの重さの比較(単位: mg)  
(BC7.80mm/P-4.00D/DIA9.2mmの場合)



※装用感には個人差があります。

## ④ クリアな視界 (クロスシー)


レンズ外面にブレ補正非球面を採用。まぶたきしても焦点がぶれにくく、クリアな視界が得られます。



※見え方には個人差があります。

## ⑤ 遠くも近くも自然な見え方 (クロスシーバイフォーカル)

メニコン独自のバイフォーカルデザインで、疲れ目や手元の見づらさを感じる方の見え方をサポートします。



※見え方には個人差があります。

## ⑥ スマートフォンやパソコンから簡単・便利に購入

24 時間インターネットで注文できるサービス「ClickMiru(クリックミル)」<sup>※</sup>を使えば、来店せず簡単に注文することができ、ご自宅のポストにお届けいたします。

# ClickMiru

ClickMiru のおすすめポイント /



スマホ・PCから  
24時間注文可能



ご来店不要  
ご自宅のポストへお届け<sup>※</sup>

※ポストに入らない場合は、  
手渡しもしくは不在票が入ります。




指示書(処方せん)に基づく  
レンズだから安心

※医師の指示書に基づくコンタクトレンズの WEB 販売システム

### ⑦つけおきタイプのお手軽ケア「クロスシーケア」

「クロスシー」、「クロスシーバイフォーカル」用の洗浄保存液「クロスシーケア」も同時に発売。2つの成分（界面活性剤とカチオン性ポリマー）でつけおき中に汚れの付着を防止します。



## 2.製品情報

・仕様

販売名	3 Month Menicon クロスシー
承認番号	22400BZX00496A01
使用方法	3ヵ月交換、終日装用
内容	1枚入り
価格	オープン価格

・制作範囲

クロスシー（近視用）		
ベースカーブ(mm)	球面度数(D)	直径(mm)
7.40~7.50	-1.50~-6.00 (0.25step)	9.0
7.60~7.80		9.2
7.90~8.10	-6.50~-10.00 (0.50step)	9.4
8.20~8.40		9.6

クロスシーバイフォーカル（遠近両用）			
ベースカーブ(mm)	球面度数(D)	直径(mm)	加入度数(D)
7.40~7.50	-1.50 ~-7.00 (0.25step)	9.0	+ 1.50
7.60~7.80		9.2	
7.90~8.10		9.4	
8.20		9.6	

## 3.販売・プロモーション

「クロスシー」、「クロスシーバイフォーカル」、「クロスシーケア」は全国の Miru（メニコングループ販売店）他、メニコン製品取り扱い店にて販売を順次拡大してまいります。

■クロスシー商品サイト：<https://www.menicon.co.jp/products/lense/xc/>

新発売を記念して、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」の「目玉おやじ」とタイアップした「クロスシー ゲゲゲの新発売！キャンペーン」を、2022年10月3日(月)から2022年12月31日(土)まで実施いたします。詳細については、キャンペーンサイトをご覧ください。

■キャンペーンサイト：<https://menicon-xc-cp.jp/>

**Menicon** ハードレンズなのに3か月使い捨て! **ゲゲゲの鬼太郎**

# クロスシーゲゲゲの新発売!

3MONTH Menicon **XC** クロスシー  
期間:2022.10.3~2022.12.31 **キャンペーン**

ハードレンズも「使い捨て」にする時代が来たんじゃないかな?

対象商品2枚以上お買い上げの方 総計90名に

- 快適** クッションで快適! 目玉おやじオリジナルクッション (サイズ約400x300mm) ※イメージ画像です。 **70名**
- 清潔** 新しいレンズの清潔さを繰り返し実感。高い掃除能力で毎日清潔! iRobot ロボット掃除機 ルンバ i2 **10名**
- 安心** スペアが持ちやすいから安心! リラックスできて安心! パナソニック 目もとエステ EH-CSW68-N (ゴールド) **10名**

販売名: 3Month Menicon クロスシー/承認番号: 224008ZX00496A.01 ©水木プロ・東映アニメーション