



2023年12月1日

各位

会社名 株式会社メニコン
代表者名 代表執行役社長 川浦 康嗣
(コード番号：7780 東証プライム市場・名証)
問合せ先 執行役 経営統括本部長 渡邊 基成
(TEL. 052-935-1646)

1ヵ月交換コンタクトレンズ「1 MONTH メニコン MelsME」
「1 MONTH メニコン MelsME トーリック」発売のお知らせ

当社は、うるおいとつけ心地のよさにこだわったシリコーンハイドロゲル素材の1ヵ月交換コンタクトレンズ「1 MONTHメニコン MelsME」「1 MONTHメニコン MelsME トーリック(乱視用)」をメルスプラン専用レンズとして12月1日より発売開始いたしますのでお知らせいたします。

本件に関する詳細につきましては、別紙ニュースリリースをご参照ください。

以上

2023年12月1日

メルスプラン専用ブランド「MelsME（メルスミー）」から
うるおいとつけ心地のよさにこだわった、1か月交換コンタクトレンズ

「1 MONTH メニコン MelsME」「1 MONTH メニコン MelsME トーリック」新発売



株式会社メニコン（本社：名古屋市中区葵三丁目21番19号、代表執行役社長 COO：川浦康嗣）は、2023年12月1日（金）より、うるおいとつけ心地のよさにこだわった、シリコンハイドロゲル素材の1か月交換コンタクトレンズ「1 MONTH メニコン MelsME」「1 MONTH メニコン MelsME トーリック（乱視用）」を新発売いたします。


「MelsME」はメルスプラン専用ブランドとして誕生しました。
～心（水紋）が響き合い、大きな波や小さな波を形成してひろがっていく～
メルスプランをもっと身近に感じてほしい、そんな想いが込められています。

メルスプランは、月々の定額制でご利用いただくサービスです。視力やライフスタイルの変化にあわせて安心してお使いいただけます。サービス開始から20年以上が経ち、現在135万人の会員様がご利用され、おかげさまで高い支持をいただいております。


この度立ち上げたメルスプラン専用ブランド「MelsME」は、当社製品で初めて「MELS」という言葉を採用することで、会員様がよりメルスプランを身近に感じていただきたいという想いを込めました。

メルスプランは会員様からの高い支持を獲得

メルスプランについてどう感じていますか？



メルスプランを継続したいですか？



ユーザー様からご回答いただいたメルスプランの強み

- コンタクトレンズが高品質であること
- メーカーの信頼性が高いこと
- 自身の目に合ったコンタクトレンズが使えること
- 必要なタイミングで受け取れること
- 全国に加盟施設があること
- 定額制であること

※2023年度 メルスプラン満足度調査結果報告書より(n=1,011)

メニコンは、今後もお客様一人ひとりのライフスタイルやニーズに応じた商品やサービスの提供を通じて、新しい「みる」の提案をまいります。

1. 製品特長

① メニコン独自の2つのテクノロジー

I. ストレスフリーな酸素透過性 O₂ チャージテクノロジー

活発な分子運動でコンタクトレンズの内側、そして角膜へ十分な酸素を供給。従来素材の約5倍の酸素透過率を実現しました。




※1 主要なハイドロゲル素材のソフトコンタクトレンズの平均
※2 -3.00Dの場合
Dk/t単位: $\times 10^{-9}(\text{cm}^2/\text{sec}) \cdot (\text{mL O}_2 / (\text{mL} \times \text{mmHg}))$

●イメージ図

II. ストレスフリーなうるおい キープアクアテクノロジー

高い吸水性能と水分保持性能。水分を取り込み、しっかりキープすることでうるおいが続きます。



●イメージ図


② うるおい感を保つ表面処理

表面処理条件の変更により水濡れ性が向上。さらに水分がレンズに馴染みやすくなりました。



③ 汚れが付きにくい表面処理


レンズ表面に汚れが付きにくい処理をしています。



※人工の脂質に各レンズを浸漬した後、エピカで洗浄・すすいだ各レンズを水中で観察

④ 薄型設計とラウンドエッジデザイン

装着感を高めるため、レンズ周辺部が均一な薄型設計となっています。強度近視の方にも快適な装着感を提供します。




⑤ 優れた形状保持性

形状保持性が高いため、つけはずしがしやすく、また洗浄もしやすいレンズです。



⑥ 乱視の方には「1 MONTH メニコン MelsME トーリック」

眼の形状を考慮し、装用感を向上させるための上下非対称ダブルスラブオフデザインと、軸の安定性をさらに向上させる左右部へのバラストデザインを組み合わせた「ハイブリッド トーリック デザイン」です。



※うるおい感、装用感には個人差があります。

2.製品概要

製品名	1 MONTHメニコン MelsME 1 MONTHメニコン MelsMEトーリック	
販売名	1 MONTHメニコンアクア	
承認番号	30300BZX00155000	
使用方法	1か月交換／終日装用タイプ	
内容	1箱3枚入り	
直径	14.0mm	
ベースカーブ	8.60mm	
球面度数	<球面デザイン> -0.25D~-6.00D(0.25 Dステップ) -6.50D~-10.00D(0.5 Dステップ)	
	<トーリック> ±0.00D~-6.00D(0.25 Dステップ) -6.50D~-10.00D(0.5 Dステップ)	
円柱度数<トーリック>	-0.75D、-1.25D	-1.75D
円柱軸<トーリック>	180° 90°	180°

3.販売・プロモーション

「1 MONTH メニコン MelsME」「1 MONTH メニコン MelsME トーリック (乱視用)」は全国のメルスプラン取扱施設にて、順次販売を開始いたします。

◆「1 MONTH メニコン MelsME」ブランドサイト

<https://www.menicon.co.jp/products/lense/1month-melsme/>